

Медицинские кровати



АО «Ordamed» совместно с крупным корейским заводом Sowha Inc. запустили производство современных медицинских кроватей для оказания услуг в государственных больницах и частных клиниках. Медицинские кровати серий Afina и Evita были разработаны с применением современных технологий, прочных и безопасных для пациентов материалов, что позволяет обеспечить комфортное размещение пациента, снизив риск ухудшения состояния больного в послеоперационный и кризисный периоды. Данные модели кроватей предназначены для лечебной терапии тяжелобольных с повышенной вероятностью проявления осложнений и способствуют нормальному функционированию жизненно важных процессов: исключают возможность застоя в тканях, предупреждают отеки, снимают напряжение с мышц. Применяются в отделениях интенсивной терапии, анестезиологических, послеоперационных, ортопедических и многих других отделениях.

Детально продуманная конструкция медицинских кроватей представляет собой ложе, состоящее из нескольких секций, которым можно задавать желаемый угол наклона, а основным ядром устройства служит уникальная система, позволяющая применять различные способы лечения. В зависимости от предназначения, кровати могут комплектоваться дополнительными конструкциями, способными повысить эффективность лечения и ускорить реабилитацию больных.



Медицинская многофункциональная кровать Afina A1

Afina A1 предназначена для использования в отделениях интенсивной терапии, оснащена 4 приводами для моторизованного подъема головной секции, подъема коленной секции, регулировки высоты с помощью специальной функции для экстренного оказания СЛР (сердечно-легочная реанимация), а также шкалой регулировки углов наклона.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Габариты: 2,250(Д)×999(Ш)×590~830 (В)мм;
- Корпус кровати: сталь;
- Верхняя панель кровати: АБС (акрилонитрил, бутадиен и стирол);
- Панель изголовья и изножья: ПП (полипропилен);
- Боковые поручни: ПП (полипропилен) (4 шт.);
- Приводы: 4 привода 24В DC;
- Стойка для инфузионной системы: нержавеющая сталь (1 шт.);
- Покрытие: электростатическое порошковое покрытие.

ФУНКЦИИ

1. Панель управления;
2. Панель управления для мед.персонала (СЛР);
3. Индикатор спинной секции;
4. Система передвижения спинной и ножной секции;
5. Ролики (опция) - 5" ролики с центральной системой блокировки;
6. Обеденный стол (опция).

ПОЛОЖЕНИЯ

- Моторизованный подъем спинной, коленной секции, регулировка высоты;
- Съёмное изголовье и изножье;
- Положение Тренделенбурга и Анти-Тренделенбурга.





Медицинская многофункциональная кровать Afina A3

Медицинская кровать Afina A3 предназначена для использования в отделениях интенсивной терапии, оснащена 3 приводами для моторизованного подъема головной секции, подъема коленной секции, регулировки высоты, а также шкалой регулировки углов наклона.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Габариты: 2,180(Д)×930(Ш)×420~740(В)мм;
- Корпус кровати: сталь;
- Верхняя панель кровати: ПП (полипропилен);
- Панель изголовья и изножья: ПП (полипропилен);
- Боковые поручни: складного типа (2 шт.);
- Приводы: 3 привода 24В DC
- Стойка для инфузионной системы: нержавеющая сталь (1 шт.)
- Покрытие: электростатическое порошковое покрытие

ОПЦИИ

- Ролик (опция): 5" центральная система блокировки;
- Панель управления для мед.персонала (СЛР).



Медицинская многофункциональная кровать Evita B1

Evita B1 используется в различных отделениях больничных учреждений, а также в домашних условиях. Обладает 2-мя коленчатыми рукоятками со складными ручками для регулировки положения секций. Конструкция предполагает наличие надкроватного столика, противоскользкой системы фиксации матраса.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Габариты: 2,190(Д)×952(Ш)×500(В)мм;
- Корпус кровати: стальной лист (холоднокатаный стальной лист);
- Верхняя панель кровати: ПП (полипропилен);
- Панель изголовья и изножья: АБС (акрилонитрил, бутадиен и стирол);
- Универсальная коленчатая рукоятка;
- Ручка: складная и обеспечивающая сохранность;
- Боковые поручни: складного типа;
- Ролик: 5" ролики с центральной системой блокировки;
- Стойка для инфузионной системы: (1 шт);
- Покрытие: электростатическое порошковое покрытие.





Медицинская многофункциональная кровать Evita B3

Evita B3 представляет собой 4-секционное ложе из регулируемых элементов с возможностью ручной регулировки положения головной/подножной секции с помощью двух коленчатых рукояток.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Габариты: 2,180(Д)×960(Ш)×500(В)мм;
- Корпус кровати: стальной лист (холоднокатаный стальной лист);
- Верхняя панель кровати: ПП (полипропилен);
- Панель изголовья и изножья: АБС (акрилонитрил, бутадиен и стирол);
- Универсальная коленчатая рукоятка;
- Ручка: складная и обеспечивающая сохранность;
- Ролик: 5" ролики с центральной системой блокировки;
- Боковые поручни: складного типа;
- Стойка для инфузионной системы: (1 шт.);
- Покрытие: электростатическое порошковое покрытие.



Медицинская многофункциональная кровать Evita B5

Медицинская кровать Evita B5 используется в больницах общего профиля с возможностью ручной регулировки положения головной/подножной секции с помощью трех коленчатых рукояток.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Габариты: 2,180(Д)×1,020(Ш)×500~800(В)мм;
- Корпус кровати: стальной лист (холоднокатаный стальной лист);
- Верхняя панель кровати: ПП (полипропилен);
- Панель изголовья и изножья: АБС (акрилонитрил, бутадиен и стирол);
- Универсальная коленчатая рукоятка;
- Ручка: складная и обеспечивающая сохранность;
- Ролик: 5" ролики с центральной системой блокировки;
- Боковые поручни: складного типа;
- Стойка для инфузионной системы: 1 шт.





www.ordamed.kz

E-mail: info@ordamed.kz

Call-center: 8 800 0707072

Подписывайтесь на нас:  / [ordamed.kz](https://www.facebook.com/ordamed.kz)  / [ordamed.kz](https://www.instagram.com/ordamed.kz)  / [ordamed.kz](https://vk.com/ordamed.kz)